

- ✓ **Display Grafico Multicolore**
- ✓ **Tasto ON/OFF tramite sensore capacitivo**
- ✓ **Carica della batteria tramite stazione di ricarica induttiva**
- ✓ **Completamente pulibile senza impatti e rischi di danno sull'elettronica interna**
- ✓ **Cavi paziente e batteria possono essere facilmente sostituiti dal dentista**
- ✓ **Aggiornamento del Software tramite USB**

NEXTMED

**NXM
LOCATE**
RILEVATORE
APICALE




COMPONENTI INTERCAMBIABILI

- ✓ Pinza
- ✓ Gancio labiale
- ✓ Cavo Paziente
- ✓ Batteria
- ✓ Stazione di ricarica



**CHIARA PROGRESSIONE
DELL'AVVICINAMENTO APICALE
TRAMITE 10 LIVELLI
GRAFICI E TONI ACUSTICI**



Dimensioni	Larghezza: 138 mm Altezza: 91 mm Profondità: 40 mm
Peso	Unità centrale: 300 g Stazione di ricarica: 100 g
Alimentazione	Batteria NiMH ricaricabile 4,8v 800mAh
Caricabatteria	Stazione di ricarica Wireless
Alimentatore	100-240v, 50/60Hz
Condizioni operative	+10/+30 °C, RH<80%
Protezione involucro	IP44
Parti Applicate	BF

